

MORE DIAGNOSTICS, INC.

Rap/Tac/CsA CONTROL #285 VALUE SHEET

Conventional Units / Unidades convencionales / Klassische Einheiten / Unités ordinaires / Unità convenzionali / Konventionelle enheder / Konventionella enheter / Unidades Convencionais / Συμβατικές μονάδες

		REF 285-1	LOT	42451	REF 285-2	LOT	42452	REF 285-3	LOT	42453	REF 285-4	LOT	42454
CONSTITUENT/ METHOD	UNITS	MEAN		EXPECTED RANGE	MEAN		EXPECTED RANGE	MEAN		EXPECTED RANGE	MEAN		EXPECTED RANGE
Composante/ Método	Unidades	Promedio		Alcance previsto	Promedio		Alcance previsto	Promedio		Alcance previsto	Promedio		Alcance previsto
Bestandteil/ Methode	Einheiten	Mittelwert		Erwartungs- bereich	Mittelwert		Erwartungs- bereich	Mittelwert		Erwartungs- bereich	Mittelwert		Erwartungs- bereich
Composant/ Méthode	Unités	Moyenne		Plage prévues	Moyenne		Plage prévues	Moyenne		Plage prévues	Moyenne		Plage prévues
Costituente/ Metodo	Unità	Media		Valori attesi	Media		Valori attesi	Media		Valori attesi	Media		Valori attesi
Bestanddele/ Metode	Enheder	Middelværdi		Forventet område	Middelværdi		Forventet område	Middelværdi		Forventet område	Middelværdi		Forventet område
Beståndsdelar/ Metod	Enheter	Medelvärde		Förväntat område	Medelvärde		Förväntat område	Medelvärde		Förväntat område	Medelvärde		Förväntat område
Constituinte/ Metodo	Unidades	Media		Intervalo esperado	Media		Intervalo esperado	Media		Intervalo esperado	Media		Intervalo esperado
Συστατικό/ Μέθοδος	Μονάδες	Μέση τιμή		Αναμενόμενο πεδίο τιμών	Μέση τιμή		Αναμενόμενο πεδίο τιμών	Μέση τιμή		Αναμενόμενο πεδίο τιμών	Μέση τιμή		Αναμενόμενο πεδίο τιμών
CYCLOSPORINE (CsA)													
LC-MS/MS	ng/mL	92		67 - 117	174		135 - 213	393		307 - 479	830		622 - 1038
RAPAMYCIN (Rap)/SIROLIMUS													
LC-MS/MS	ng/mL	3.1		1.5 - 4.7	12.2		7.3 - 17.1	24.0		18.0 - 30.0	40.2		30.2 - 50.2
TACROLIMUS (Tac)													
LC-MS/MS	ng/mL	2.4		1.2 - 3.6	7.5		4.5 - 10.5	12.2		9.2 - 15.2	21.7		16.3 - 27.1

REV. NO.ORIGINAL 2015-01

 2018-09-02
CCCC-MM-DD

