


MORE DIAGNOSTICS, INC.
Rap/Tac/CsA CONTROL #285 VALUE SHEET

Conventional Units / Unidades convencionales / Klassische Einheiten / Unités ordinaires / Unità convenzionali / Konventionelle enheder / Konventionella enheter / Unidades Convencionais / Συμβατικές μονάδες

		REF 285-1	LOT 52871	REF 285-2	LOT 52872	REF 285-3	LOT 52873	REF 285-4	LOT 52874
CONSTITUENT/ METHOD	UNITS	MEAN	EXPECTED RANGE	MEAN	EXPECTED RANGE	MEAN	EXPECTED RANGE	MEAN	EXPECTED RANGE
Componente/ Método	Unidades	Promedio	Alcance previsto	Promedio	Alcance previsto	Promedio	Alcance previsto	Promedio	Alcance previsto
Bestandteil/ Methode	Einheiten	Mittelwert	Erwartungs- bereich	Mittelwert	Erwartungs- bereich	Mittelwert	Erwartungs- bereich	Mittelwert	Erwartungs- bereich
Composant/ Méthode	Unités	Moyenne	Plage prévüe	Moyenne	Plage prévüe	Moyenne	Plage prévüe	Moyenne	Plage prévüe
Costituente/ Metodo	Unità	Media	Valori attesi	Media	Valori attesi	Media	Valori attesi	Media	Valori attesi
Bestanddele/ Metode	Enheder	Middelværdi	Forventet område	Middelværdi	Forventet område	Middelværdi	Forventet område	Middelværdi	Forventet område
Beståndsdelar/ Metod	Enheter	Medelvärde	Förväntat område	Medelvärde	Förväntat område	Medelvärde	Förväntat område	Medelvärde	Förväntat område
Constituente/ Metodo	Unidades	Media	Intervalo esperado	Media	Intervalo esperado	Media	Intervalo esperado	Media	Intervalo esperado
Συστατικό/ Μέθοδος	Μονάδες	Μέση τιμή	Αναμενόμενο πεδίο τιμών	Μέση τιμή	Αναμενόμενο πεδίο τιμών	Μέση τιμή	Αναμενόμενο πεδίο τιμών	Μέση τιμή	Αναμενόμενο πεδίο τιμών
CYCLOSPORINE (CsA)									
LC-MS/MS	ng/mL	84	61-107	156	123-189	363	283-443	780	585-975
RAPAMYCIN (Rap)/SIROLIMUS									
LC-MS/MS	ng/mL	3.0	1.5-4.5	12.1	7.3-16.9	24.1	18.1-30.1	39.2	31.7-46.7
TACROLIMUS (Tac)									
LC-MS/MS	ng/mL	2.6	1.3-3.9	7.6	4.6-10.6	13.0	11.2-14.8	23.0	17.2-28.8

* Exceeds assay range for method / Excede el límite analítico del método/ Überschreitet Versuchsbereich der Methode/ Sort de la plage du dosage de la méthode / Eccede l'intervallo di prova del metodo / Overskrider metodens analyseområde / Överskrider analysområdet för metoden/ Excede o intervalo de ensaio para o metodo/ Υπερβαίνει το πεδίο τιμών του προσδιορισμού για τη μέθοδο.

REV. NO. Original CCYY-MM 2016-09

 2019-10-13
CCYY-MM-DD

